


Osstell kompatibel mit HumanTech Dental Implantaten

Wir starten das Jahr 2022 mit großartigen Neuigkeiten!

Ab sofort können Sie die HumanTech Dental Implantate Avantgarde & ConeCept mit den Systemen von Osstell (<https://www.osstell.com/>) verwenden. Das Osstell-System zeigt Ihnen mittels patentierter ISQ-Skala von 1-100 die aktuelle Stabilität des Implantats an: nichtinvasiv, zuverlässig und objektiv.



Die ISQ-Skala - Osstell®

Um diese Technologie nutzen zu können, benötigen Sie ein ISQ-Messgerät und implantatspezifische SmartPegs von Osstell. Nutzen Sie ab sofort die Typen 26 und 27 für Avantgarde und Typ 91 für ConeCept.

Produkte von Osstell werden nicht durch die HumanTech Dental GmbH vertrieben. Für nähere Informationen zu den Produkten von Osstell und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren landesspezifischen Osstell Vertriebspartner.

Bleiben Sie gesund,

Ihre HumanTech Dental GmbH

Implant	SmartPeg type
ConeCept 3.3	Type 91
ConeCept 3.8	Type 91
ConeCept 4.2	Type 91
ConeCept 5.0	Type 91
Avantgarde 3.2	Type 26
Avantgarde 3.3	Type 26
Avantgarde 3.8	Type 27
Avantgarde 4.2	Type 27
Avantgarde 5.0	Type 27
Avantgarde 6.0	Type 27